

Bomba de Sucção e Irrigação

Modelo	Especialidade	Aplicação	Faixa de Pressão
EU800-100	Urologia	Irrigação	10-150mmHg
LP800-200	Laparoscopia	Irrigação Sucção	Irrigação: 100-600mmHg Sucção: 100-600mmHg
AT800-110	Artroscopia	Irrigação	50-200mmHg
AT800-111	Artroscopia	Irrigação	50-200mmHg
RU0110-50	Artroscopia	Irrigação	10-150mmHg
GY800-100	Ginecologia	Irrigação	10-200mmHg
LP800-100	Laparoscopia	Irrigação Sucção	Irrigação: 200-400mmHg Sucção: 300-500mmHg
LP800-101	Laparoscopia	Irrigação Sucção	Irrigação: 200-400mmHg Sucção: 300-500mmHg

