

**SONDA ESTADO SÓLIDO PARA MANOMETRIA ESOFÁGICA
DE ALTA RESOLUÇÃO COM IMPEDÂNCIA.**



UNI-ESO-WG1A1 – Sonda estado sólido para manometria esofágica de alta resolução com 32 sensores de pressão e 16 sensores de impedância e diâmetro de 12fr (Adulto).



UNI-ESO-WG1A2 - Sonda estado sólido para manometria esofágica de alta resolução com 32 sensores de pressão e 16 sensores de impedância e diâmetro de 8fr (Pediátrico).