

**TABELA COMPARATIVA SONDAS COMFORTEC PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DIA 19/08/2013**

Sondas Comfortec descartável para medição de pH com impedância



ZAI-BS-01	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância, 1 sensor de pH, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BG-44	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH (esofágico) localizados a -15 e 0 cm, Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAI-BD-31	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2cm), 2 sensores de de pH (esofágico) localizados a 0 e 15 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BS-46	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BS-01E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAI-BG-44E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH (esofágico) localizados a -15 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.

ZAI-BD-31E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH (esofágico) localizados a 0 e 15 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BL-23E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 17 a 19 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5 cm), 2 sensores de pH localizados a -16 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BL-24E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 14 a 16 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 2 sensores de pH localizados a -14 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BL-25E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 11 a 13 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 2 sensores de pH localizados a -12 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BL-26E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 26 a 28 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -25 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-26E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 26 a 28 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -25 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-27E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 23 a 25 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -22 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-28E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 20 a 22 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -19 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-48E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Com infusão, Refluxo ácido RLF, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH, Universal Bifurcada, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAN-BS-01	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAN-BG-44	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico de -15 a 0 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZPN-BS-46	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAN-BS-01E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Sem infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAN-BG-44E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Gástrica, Referência externa, Sem infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6

	sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), com 2 sensores de pH localizados a -15 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPN-BS-46E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, Sem infusão, para comprimento esofágico de 15 e 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH, Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZPN-BG-07E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Gástrica, Referência externa, Sem infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH (esofágico e gástrico) localizados a -12 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZIN-BS-45E	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência externa, para comprimento esofágico menor que 15cm, sem infusão, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZPI-BS-50	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZPI-BG-52	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 2 sensores de pH (esofágico e gástrico) localizados a -12 e 0 cm, Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZPN-BS-50	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZPN-BG-07	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico de 15 a 18cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH (esofágico e gástrico) localizados a -12 e 0 cm, Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZIN-BS-51	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico menor que de 15 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 1,5cm), 1 sensor de pH (esofágico), Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAN-BD-31	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Sem infusão, para comprimento esofágico maior ou igual a 18 cm, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2 cm), 2 sensores de pH localizados a 0 e 15 cm, Diâmetro de 6,4Fr/2,13mm.
ZAI-BL-54	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 26 a 28 cm, para paciente de estatura alta, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -22 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-55	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 23 a 25 cm, para paciente de estatura média, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -22 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.
ZAI-BL-56	Sonda descartável, Comfortec Z/Ph, Esofágica, Referência interna, Com infusão, Refluxo ácido RLF, para comprimento esofágico de 20 a 22 cm, para paciente de estatura baixa, com 6 sensores de impedância (com espaçamento de 2,0 cm), 2 sensores de pH localizados a -22 e 0 cm, Diâmetro de 6,9Fr/2,3mm.

